

1. Profesionalios dantų balinimo priemonės

Enlighten jau daugiau nei 20 metų kuria ir tiekia aukščiausios klasės dantų balinimo sprendimus odontologijos profesionalams, siekiantiems prognozuojamų, ilgalaikių rezultatų ir maksimalios paciento burnos sveikatos apsaugos.

Skirtingai nei tradicinės balinimo sistemos, **Enlighten** taiko kompleksinį, **2 arba 3 savaičių balinimo namuose protokolą**, leidžiantį pasiekti aukščiausią estetinį rezultatą be kompromisų emalio ir minkštųjų audinių saugumui.

Enlighten visos tiekimo grandinės metu yra laikomas **šaltai** (iki 10 laipsnių temperatūroje), todėl gelių pH yra neutralus, skirtingai nei kitų rinkoje parduodamų balinimo gelių. Siekdami užtikrinti aukščiausią kokybę gelių pH reguliariai tikriname. Neutralus balinimo gelių pH pagerina balinimo gelių efektyvumą, sumažina jautrumą bei **apsaugo** natūralius dantų audinius.

Lietuvoje **Enlighten** oficialiai atstovauja **Pažangi odontologija MB**.

ENLIGHTEN SISTEMOS PRIVALUMAI

- Užtikrina ilgai išliekančius ir nenuviliančius balinimo rezultatus
- **Nereikia keisti paciento mitybos ar gyvenimo būdo** nei balinimo metu, nei po jo
- **B1 spalvos garantija**, laikantis nustatyto Enlighten protokolo
- Mažesnis dantų jautrumas, palyginti su tradicinėmis balinimo sistemomis
- Aiškus, lengvai klinikoje pritaikomas gydymo protokolas

PAPRASTA SISTEMA, KURI VEIKIA

Pačią sistemą sudaro **trys** skirtingo stiprumo balinimo geliai:

- 10% karbamido peroksido gelis (apie 3,6% išreikšto vandenilio peroksido);
- 16% karbamido peroksido gelis (apie 5,9% išreikšto vandenilio peroksido);
- 6% vandenilio peroksido gelis.



Karbamido peroksidas - veikioji medžiaga, kuri patekus ant dantų skyla į vandenilio peroksidą, o šis difunduoja per emalio poras ir pasiekia giliau esančius pigmentus. Peroksidas išskaido tamsius chromogenus (organines pigmentines molekules) į **mažesnes, bespalves daleles**. Sėkmingam rezultatui pasiekti, t.y. saugiai išskaidyti giliau esančius pigmentus, reikalingos kelios savaitės.

Enlighten®

Karbamido peroksido ypatumas - aktyvaus skilimo ir veikimo laikas yra nuo 3 iki 4 valandų, todėl gelis puikiai tinka balinimui nakties metu. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad karbamido peroksidas skyla į nereaktyvius neutralius produktus (CO_2 , O_2 , H_2O ir pan.), todėl gelius saugu laikyti burnoje visos nakties metu.

Vandenilio peroksidas skyla greičiau - aktyvaus skilimo ir veikimo laikas yra nuo 30 iki 60 minučių, todėl puikiai tinka balinimui dienos metu.

Enlighten sistemą papildo ir **najautrinimo priemonės**, kurios užtikrina pacientų komfortą balinimo metu bei protokolo įgyvendinimą.

Kombinuojant gelius ir nujautrinimo priemones yra formuojami Enlighten balinimo **rinkiniai**, tačiau galima įsigyti ir pavienius balinimo gelių švirkštus.

RINKINIAI

Evo Night rinkinys - populiariausias rinkinys Lietuvoje, labiausiai tinkantis jauniems (iki 40 m.) pacientams su neišreikštu dantų jautrumu. Rinkinys skirtas dviejų savaitių balinimui nakties metu ir jį sudaro:

- 10% karbamido peroksido švirkštas (5 ml)
- 16% karbamido peroksido švirkštas (5 ml)
- šaldymo pagalvėlė
- dėžutė, instrukcija, maišelis.



Rinkinio kaina - nuo 65 EUR (su PVM).

Rekomenduojama kaina pacientui - 350 EUR

Evo4 rinkinys - naujausias ir itin išvaizdus balinimo rinkinys, skirtas visiems balinimo atvejams, tačiau itin rekomenduojamas vyresniems bei didesnę dantų jautrumą turintiems pacientams. Rinkinys skirtas trijų savaitių balinimui nakties ir dienos metu ir jį sudaro:

- 10% karbamido peroksido švirkštas (5 ml)
- 16% karbamido peroksido švirkštas (5 ml)
- 6% vandenilio peroksido švirkštas (5 ml)
- dantų pasta Enlighten Serum
- dantų pasta Enlighten White
- nujautrinimo priemonė Enlighten Comfort Pen;
- šaldymo pagalvėlė
- dėžutė, instrukcija, maišelis.



Tai profesionalus dantų balinimo sprendimas, skirtas naudoti namuose, užtikrinantis **saugų, efektyvų ir prognozuojamą rezultatą**.

Rinkinio kaina - nuo 120 EUR (su PVM).

Rekomenduojama kaina pacientui - 450 EUR

ATSKIRI BALINIMO GELIAI

10% karbamido peroksido gelis (5ml)

Skirtas balinimo tęstinumui palaikyti ir individualiam gydymo plano pritaikymui pagal paciento poreikius. Idealiai tinka jautriems pacientams, ilgesniam balinimo laikotarpiui arba rezultatų palaikymui.

Kaina - nuo 35 EUR (su PVM)

Rekomenduojama kaina pacientui - 70 EUR

16% karbamido peroksido gelis (5ml)

Skirtas dantų balinimo rezultato atnaujinimui ir palaikymui po atlikto Enlighten balinimo. Tinka pacientams, norintiems periodiškai sustiprinti pasiektą baltumo efektą, išlaikant greitą ir prognozuojamą rezultatą.

Kaina - nuo 35 EUR (su PVM)

Rekomenduojama kaina pacientui - 70 EUR



6% vandenilio peroksido gelis (5ml)

Skirtas balinimui kapomis dienos metu, taip pat kabinetinio balinimo procedūrai. Puikiai tinka dantų balinimo rezultato atnaujinimui ir palaikymui po Enlighten balinimo sistemos taikymo.

Kaina - nuo 35 EUR (su PVM)

Rekomenduojama kaina pacientui - 70 EUR

IŠSAMUS ENLIGHTEN BALINIMO GELIŲ KAINYNAS: <https://www.enlighten.lt/pricelist>

DANTŲ PASTOS

Enlighten White (75 ml)

Tai klinikinės klasės balinanti dantų pasta, užtikrinanti pažangią emalio apsaugą ir efektyvų paviršinių dėmių šalinimą. Reguliariai naudojant padeda atkurti natūralų dantų blizgesį ir pagerinti jų spalvą, nepažeidžiant emalio.

Puikiai tinka naudoti **balinimo metu ir po Enlighten balinimo protokolo**, siekiant palaikyti pasiektą rezultatą kasdienėje burnos priežiūroje.

Pagrindinės savybės:

- Klinikinės klasės **emalio apsauga**
- Efektyvus **paviršinių dėmių šalinimas**
- Padeda **atkurti blizgesį ir šviesesnę dantų spalvą**
- Tinka naudoti **balinimo rezultato palaikymui**
- Švelni formulė, tinkama **kasdieniam naudojimui**

Naudojimas:

- Valyti dantis **2 kartus per dieną** – ryte ir vakare

Kaina - nuo 8 EUR (su PVM)

Rekomenduojama kaina pacientui - 14 EUR



Enlighten Serum (75 ml)

Tai **jautrumą mažinanti balinamoji dantų pasta**, skirta **kasdieniam naudojimui**. Užtikrina veiksmingą dantų valymą, padeda palaikyti sveikas dantenas bei kovoti su apnašomis ir dantų akmenimis. Formulė taip pat **stebimai prisideda prie emalio atkūrimo ir stiprinimo**, todėl yra tinkama naudoti tiek balinimo metu, tiek po jo.

Pagrindinės savybės:

- Mažina **dantų jautrumą**
- Efektyviai **kovoja su apnašomis ir dantų akmenimis**
- Padeda **stiprinti ir atkurti emalį**
- Palaiko **dantenų sveikatą**
- Tinka **kasdieniam naudojimui**, ryte ir vakare

Naudojimas:

- Valyti dantis **2 kartus per dieną** – ryte ir vakare
- Balinimo metu po nakties galima dėti į kapas bei palaikyti 10-15 min - dantys prisisotina mineralų bei tampa mažiau



Enlighten®

jautrūs. Po 15 min išsivalyti dantis naudojant ant dantų likusį pastos likutį bei balinimo kapas bei paruošti kitam naudojimui (išsivalyti, idėti į dėžutę).

Kaina - nuo 8 EUR (su PVM)

Rekomenduojama kaina pacientui - 14 EUR

DANTŲ JAUTRUMĄ MAŽINANČIOS PRIEMONĖS

Enlighten Comfort Pen - tai specialus **gelio tipo produktas**, skirtas **dantų jautrumui mažinti**, ypač po profesionalių dantų balinimo procedūrų, įskaitant **Enlighten** balinimo sistemą. Patogi pieštuko forma leidžia tiksliai ir greitai paveikti jautrias vietas.



Pagrindinės savybės:

- Efektyviai **sumažina dantų jautrumą po balinimo procedūrų**
- Ramina **jautrias dantų paviršiaus vietas**
- Padeda **stiprinti emalį ir palaikyti jo mineralizaciją**
- Patogi **gelio pieštuko forma** tiksliam naudojimui

Kaina - 50 EUR (su PVM)

Rekomenduojama kaina pacientui - 60 EUR

HurriSeal Dentin Desensitizer - dantų jautrumą panaikinantis skystis skirtas profesionaliam naudojimui odontologo kabinete. Tinka **padidėjusio dantų jautrumo gydymui** arba **prevencijai prieš ir po procedūrų**, įskaitant ir dantų balinimą, siekiant sumažinti diskomfortą pacientui.



Pagrindinės savybės:

- Efektyviai **sumažina dantų jautrumą**
- Skirtas **klinikinėms procedūroms** odontologo priežiūroje
- Naudojamas **prevencijai prieš ir po gydymo**
- Tikslinga priemonė pacientams po balinimo ar kitų jautrumą galinčių sukelti procedūrų

Kaina - 45 EUR (su PVM)

Užtenka 20 ir daugiau pacientų, aplikuoti ant sausų dantų su mikro teptuku.

2. Darbo lauko izoliavimo koferdamu priemonės

ISODAM – neplyštanti guma savo laiką gerbiantiems odontologams

Tai apdovanojimus pelniusi **koferdamo guma**, skirta **darbo laukui izoliuoti paciento burnoje**. Pagaminta Jungtinėje Karalystėje iš aukštos kokybės **elastinio sintetinio poliizopreno (be latekso)**, todėl tinka pacientams, turintiems alergiją lateksui.

Pagrindinės savybės:

- **Itin lanksti ir atspari plyšimui** – patikima įvairiose klinikinėse situacijose
- Aukštos kokybės, tvirta medžiaga
- Lengvai naudojama ir uždedama
- Pagaminta **be latekso**, tinkama alergiškiems pacientams

3 storio tipai:

Medium – 0,18–0,23 mm

Heavy – 0,23–0,28 mm

Extra Heavy – 0,28–0,33 mm

Kaina - nuo 1,25 EUR / vnt. (su PVM)



Hu-Friedy – odontologinės priemonės (nerūdijančio plieno)

Hu-Friedy siūlo **aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno odontologines priemones**, sukurtas **preciziškam darbui klinikoje**. Puikiai pritaikytos tiek **priekinių**, tiek **galinių dantų izoliavimui**, užtikrinant patikimą fiksaciją, komfortą pacientui ir maksimalų darbo efektyvumą.

Pagrindinės savybės:

- Patvarus **nerūdijančio plieno korpusas**
- Mažina **šviesos atspindėjimą** („Black Line“ ir „Satin Steel“ apdaila)
- **Sklandus, švelnus prigludimas prie danties kontūrų**
- **Autoklavuojami** ir atsparūs korozijai
- Tinka **restauracinėms ir endodontinėms procedūroms**

Paskirtis:

- Tiksliam **dantų izoliavimui** ir darbo lauko valdymui klinikoje



Hu-Friedy B4

Skirtas priekiniams dantims, tačiau puikiai tinka ir krūminių dantų žemų ribų iškėlimo ir protezavimo atvejais. Jis padeda izoliuoti gydomą sritį, lengvai atitraukdamas minkštuosius audinius ir tuo pačiu nepažeisdamas dantenų.

22 EUR (su PVM)

Hu-Friedy 212

Skirtas priekiniams dantims, ypač tinkamas situacijoms, kai reikia fiksuoti spautuką nuo lūpinio paviršiaus, gydant lūpinio paviršiaus kariesą ar atliekant restauracines procedūras priekinių dantų srityje.

22 EUR (su PVM)



Hu-Friedy 27N

Ypač tinkamas premoliarams, taip pat mažesniems krūminiams dantims ar situacijoms, kai reikalingas siauresnis ir tikslesnis spautuko prigludimas.

22 EUR (su PVM)



Kitas Hu-Friedy asortimentas: <https://hufriedygroup.eu/en/products>

3. Roder veidrodėliai – odontologinė fotografija

Roder Germany HR Front Oral Photography Mirrors – Nr. 1 pasirinkimas odontologams aiškiam matymui ir dokumentavimui. Veidrodėliai plačiai naudojami pacientų fotografijai, kuri odontologijoje tampa vis svarbesnė diagnostikai, gydymo planavimui ir rezultato dokumentavimui.


Pagrindinės savybės:

- Itin ryškus veidroдинis vaizdas, skirtas ortoskopinei vizualizacijai
- Aukštas spalvų tikslumas – atspindėjimas ~98%
- Atsparus korozijai
- Atsparus karščiui iki 200 °C
- Idealiai tinka dokumentuoti situaciją prieš ir po gydymo


Paskirtis:

- Odontologinė fotografija
- Gydymo planavimas ir laboratorijos bendradarbiavimas
- Pacientų būklės dokumentavimas

Intraoral Foto Veidrodis #60 (dengtas rodžiu, itin aukštos kokybės), 160 mm x 40 mm. Kaina 90 EUR (su PVM)



Intraoral Foto Veidrodis #70 (dengtas rodžiu, itin aukštos kokybės), 150 mm x 40-65 mm. Kaina 95 EUR (su PVM)



Intraoral Foto Veidrodis #75 (dengtas rodžiu, itin aukštos kokybės), 140 mm x 74 mm. Kaina 100 EUR (su PVM)



Roder HR priekiniai burnos veidrodėliai

Roder HR priekiniai burnos veidrodėliai skirti diagnostikai ir gydymo planavimui klinikinėje odontologijoje. Veidrodėliai turi naują, technologijų patobulintą dangą, kuri užtikrina neutralių spalvų aiškų vaizdą, didelį šviesos efektyvumą ir gerą atsparumą įbrėžimams. Patogus ir paprastas kotelis leidžia lengvai naudoti įvairiose klinikinėse situacijose.

Pagrindinės savybės:

- Ryškus, aiškus ir kontrastingas vaizdas
- Aukštas spalvų tikslumas (~98%)
- Atsparus korozijai
- Atsparus karščiui iki 200°C
- Tinka visų formų autoklavui (135°C / sausam karščiui – 180°C)

Dydžiai: 3 – Ø 20mm, 4 – Ø 22mm, 5 – Ø 24mm.

Roder HR priekinis burnos veidrodėlis (pakuotėje – 12 vnt. veidrodėlių). Kaina 50 EUR (su PVM)



Užsakymas

Visus produktus galite užsakyti [užsakymo formoje](#) arba el. paštu info@enlighten.lt

Užsakymo forma: <https://forms.gle/YGRGCBT5T4JAKhsx6>